



Terapia Gondola AMPS

per problemi di cammino ed equilibrio
causati da disturbi neurologici

Muoversi meglio, vivere meglio



RIACQUISTA L'INDIPENDENZA CON AMPS

La terapia AMPS Automated Mechanical Peripheral Stimulation è una terapia ad uso domiciliare per i disturbi neurologici come Parkinson, neuropatia periferica e ictus.

La terapia viene erogata dal dispositivo Gondola® Home e migliora i problemi motori e di equilibrio, riduce i blocchi motori e il rischio di cadute. Dopo una sola sessione, è già possibile osservare nel paziente un miglioramento nella mobilità e, usando regolarmente il dispositivo una volta ogni due o tre giorni, è possibile mantenere i benefici a lungo termine.



BLOCCHI MOTORI



BRADICINESIA



RIGIDITÀ



FREEZING



RISCHIO DI CADUTA




MECCANISMO DI AZIONE

Gondola® AMPS è una terapia ideata per un uso a cadenze regolari ed è compatibile con trattamenti farmacologici, pacemaker o con la Stimolazione Cerebrale Profonda (DBS) nel caso di pazienti con malattia di Parkinson.

La terapia richiede 2 minuti e si basa sull'applicazione di stimoli pressori su due specifici punti di entrambi i piedi.

La stimolazione AMPS aiuta ad aumentare la connettività funzionale tra aree del cervello coinvolte nel controllo del movimento, contribuendo così al miglioramento del cammino e dell'equilibrio. I benefici sono immediatamente percepibili dopo la terapia e possono durare qualche giorno.

Per consentire la corretta erogazione della stimolazione a casa, il dispositivo Gondola® Home viene configurato secondo le caratteristiche del paziente.



VIDEO DI PAZIENTI:
bit.ly/Gondola-P



BENEFICI



RAPIDA

2 minuti,
Ogni 2 giorni



IMMEDIATA

I miglioramenti
si notano subito dopo
la terapia



A DOMICILIO

La terapia può
essere effettuata
comodamente a casa



SCIENTIFICA

Validata
da studi clinici



**12 PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE**





RISULTATI



**MIGLIORAMENTO
DEL CAMMINO**




**MIGLIORE
EQUILIBRIO**



**MINOR RISCHIO
DI CADUTA**



**MIGLIORAMENTO
DEL DUAL-TASKING**



**+3500 PAZIENTI
TRATTATI**

SUPPORTATA DALLA SCIENZA



Gondola Medical Technologies si impegna a produrre evidenze scientifiche imparziali sulla efficacia della terapia Gondola AMPS. La sicurezza e i benefici del trattamento sono stati documentati in studi clinici su più di 250 pazienti affetti dalla malattia di Parkinson. Gli studi hanno indicato che, tramite un uso regolare, è stato possibile osservare un miglioramento della velocità di cammino, del tempo di Timed Up and Go (TUG), un aumento della lunghezza del passo, un'andatura più simmetrica, un miglioramento delle capacità di rotazione, oltre che miglioramenti a livello di equilibrio dinamico.

RIACQUISTA IL MOVIMENTO CON GONDOLA®

1

CONTATTACI

via telefono o e-mail per una valutazione iniziale.

2

PRENOTA UN APPUNTAMENTO

per i pazienti sono consigliate 2 visite di valutazione.

3

PROVA LA TERAPIA AMPS PRESSO UN CENTRO PARTNER

4

VALUTA I RISULTATI

5

SCANSIONA I PIEDI PRESSO IL CENTRO PARTNER

per la preparazione di plantari personalizzati.

6

OTTIENI IL TUO DISPOSITIVO

7

PROSEGUI LA TERAPIA A CASA



GONDOLA MEDICAL TECHNOLOGIES

Gondola Medical Technologies è un'azienda innovativa di dispositivi medici con sede in Svizzera.

L'azienda ha concentrato i suoi sforzi sulla riabilitazione di patologie come Parkinson, ictus, neuropatie periferiche causate da chemioterapia e paralisi cerebrale, con l'obiettivo di rendere la AMPS uno standard terapeutico nel trattamento dei problemi di cammino ed equilibrio.

Attualmente, i pazienti possono ottenere il dispositivo in centri partner specializzati.



FAQ

1.

Dopo quante sedute sarò in grado di verificare i benefici della terapia Gondola AMPS?

I pazienti idonei al trattamento sperimentano sin dalla prima applicazione un miglioramento immediato che può durare per alcuni giorni. Ripetendo regolarmente Gondola® AMPS, è possibile mantenere i benefici nel tempo. Per garantire risultati costanti, si consiglia di effettuare una ricalibrazione del dispositivo due volte l'anno presso il Centro Partner di riferimento.

2.

Posso fare la terapia regolarmente in uno dei vostri Centri Partner senza dover acquistare il dispositivo?

Non sono previste sedute regolari presso i centri perché per mantenere i benefici è necessario ripetere il trattamento ogni 2/3 giorni in via continuativa, e tale modalità non sarebbe praticabile né economicamente interessante rispetto all'acquisto del dispositivo Gondola® e del suo utilizzo a casa.

3.

La terapia con il dispositivo Gondola® Home è la stessa che ho ricevuto dal terapeuta presso il Centro Partner?

Il dispositivo Gondola® Professional presente presso i Centri Partner e il dispositivo Gondola® Home hanno la medesima elettronica e la terapia AMPS che erogano è la stessa. L'unica differenza è che il dispositivo Gondola® Home è dotato di un plantare personalizzato che ne consente l'utilizzo domiciliare in autonomia.

4.

Facendo la terapia AMPS posso interrompere l'assunzione dei farmaci?

No, Gondola® AMPS è una terapia complementare alle altre e, per massimizzare i risultati, è fondamentale seguire le terapie come prescritto dal medico curante.

5.

Il dispositivo medico Gondola® si usa mentre si cammina?

No, Gondola® Home è ideato per essere utilizzato da seduti, due o tre volte la settimana, per la durata di circa 2 minuti.

6.

Due pazienti differenti con disturbi simili possono usare lo stesso dispositivo?

No, il dispositivo Gondola® Home è dotato di un plantare realizzato sull'immagine del piede del paziente per garantire che la terapia venga erogata in modo automatizzato e semplice. Questa personalizzazione non consente di utilizzare il medesimo apparecchio per due persone diverse.

7.

Il dispositivo Gondola® Home può essere trasportato in aereo quando si viaggia?

Sì, il dispositivo Gondola® può essere trasportato negli scomparti per il bagaglio a mano. All'acquisto, il dispositivo viene consegnato in una piccola borsa che può essere utilizzata per viaggiare. Il suo design leggero e pratico consente di portarlo ovunque si vada.

8.

Esistono malattie o condizioni per le quali la terapia Gondola® AMPS non è indicata?

La terapia non può essere erogata se nelle aree di stimolazione (gli alluci e il metatarso dei piedi) sono presenti: ulcere, lesioni cutanee, amputazioni o in caso di fratture ossee recenti, vasculopatia diabetica grave, malattia articolare gottosa. La terapia non è indicata per i pazienti con ritardo mentale cronico, demenza consolidata o deficit cognitivi, gravi cardiopatie e rilevanti psicopatologie. Inoltre, pazienti con Sclerosi Multipla o SLA non ricevono beneficio.

9.

Fornite garanzie e assistenza post-vendita?

Il dispositivo Gondola® è coperto da garanzia legale per difetti di conformità ai sensi delle normative vigenti, con validità di due anni dalla data di consegna. È disponibile un servizio clienti dedicato e un reparto di assistenza post-vendita.

COLLABORAZIONI



**Mount
Sinai**

SR

San Raffaele



**UNIKLINIK
KÖLN**






PARTNERS



venturelab

SUPPORTATO DA





Gondola Medical Technologies

Losanna - Stabio

SVIZZERA

CH +41 91 921 3838

IT +39 02 97070 465

FR +33 1 87 21 07 40

info@gondola-medical.com

www.gondola-medical.com

BRC-GH-IT

2023/1.0a

GONDOLA®